



CARA SUNTIK INSULIN

1


PUTAR PENA INSULIN

Putar pena dengan lembut di antara telapak tangan selama 15 detik untuk campuran



2

LEPAS KERTAS & PASANG JARUM



- Tarik penutup kertas dari pena jarum
- Pasang jarum ke ujung pena insulin
- Lepaskan penutup jarum

3

PASTIKAN PENA SIAP

Putar tombol dosis untuk atur dosis insulin. Putar mundur pena untuk menerima jumlah unit yang ditetapkan.



4

PILIH LOKASI PENYUNTIKAN

Tempat yang sering dipilih adalah perut, bagian atas paha, serta bagian samping serta belakang lengan atas.

